



**MISFIT**

設定ガイド

# MISFITアプリ 初期登録手順

MISFITをご利用の場合は、RenoBodyと同期する前に、MISFITアカウントを作成してください。

## 1 MISFITアプリのインストール

画面の案内に従い、「新規登録」を行います。



## 2 MISFITアカウントを作成する①

メールアドレスでの登録をお願いいたします。※他のSNSアカウントで登録した場合は、連携できません。


## 3 MISFITアカウントを作成する②

単位の選択において、身長「m(メートル)」、体重「kg」を選択ください。

性別	男性	女性
生年月日	0 .61	1 .62
身長	1 .63	2 .64
体重	61 .3	62 .4
ご職業 (任意)	63 .5	64 .6
	65 .7	

## 4 ペアリング設定

「MISFIT RAY」を選択し、アプリの案内に従ってペアリングを行います。



## 5 RenoBodyアプリの設定

MISFIT設定完了後、RenoBodyアプリのMENU>デバイス設定にてMisfitを選択し「設定する」をタップします。



## 6 MISFITとRenoBodyの連携

MISFITログイン画面に遷移しますので、②で設定したMISFITアカウントを入力ください。

## 7 設定完了

以上で設定は完了です。

- MISFITアプリで同期された歩数を、30分毎にRenoBodyに反映します。※RenoBody起動時には歩数反映が行われません。
- データはMISFITの過去7日間分の歩数を取得しています。同期していない場合はRenoBodyに反映されませんので、定期的にMISFITアプリでの、同期をお願いいたします。